




Proporciona agua osmótica o desionizada, agua de alta calidad y pureza que permitirá a su empresa procesos precisos y confiables a través de un flujo de trabajo eficiente y constante. Buscando impactar el sector de Banco de Sangre, Diagnóstica y Salud animal.





Es un diseño **innovador y flexible** que ofrece versatilidad y adaptabilidad a las condiciones del cliente, orientados a satisfacer las necesidades de consumo y espacio de cada laboratorio.

De acuerdo con la necesidad de cada cliente y caracterización del agua de ingreso, **ad-bio Sistemas de Agua** permite la producción de agua desionizada, osmótica **tipo I y II**. Al ser un sistema modular permite obtener la calidad y cantidad de agua requerida adicionando o restando módulos.



Con base en la configuración de sus filtros nuestros sistemas realizan dos procesos:

- Retención de iones disueltos en el agua. Purificación total a través de una membrana osmótica que permite la retención de micropartículas.
 - Nuestro sistema es configurable a la necesidad del cliente en cuanto a caudal y calidad de agua.
-

01 Modelo

ad-bio | **Hydroplus**
Sistemas de Agua | Di-Lite

Agua desionizada volumen moderado

02 Modelo

ad-bio | **Hydroplus**
Sistemas de Agua | Di-Ultra

Agua desionizada volumen alto

03 Modelo

ad-bio | **Hydroplus**
Sistemas de Agua | Os-Lite

Agua osmótica (tipo I y II) volumen moderado

04 Modelo

ad-bio | **Hydroplus**
Sistemas de Agua | Os-Ultra

Agua osmótica (tipo I y II) volumen alto

Al ser un sistema modular permite un pretratamiento interno que reduce el uso de filtros externos; esto a su vez, admite que una unidad sea suficiente para el pretratamiento y producción de agua de calidad. Gracias a la baja frecuencia de mantenimientos preventivos reduce los cortes de agua y garantiza un flujo de trabajo constante.

Beneficios del equipo:



ANNAR Health Technologies ofrece un servicio técnico especializado dando cobertura a nivel nacional con altos niveles de oportunidad y confiabilidad.

Evaluamos las condiciones previas de preinstalación, lo que nos permite el diseño de soluciones a la medida, con el objeto de garantizar instalaciones eficientes.

PBX: (1)744 7979 • Línea gratuita nacional: 018000 189 999
Email: serviciocliente@annardx.com • Av. Cl 20 No.39-79 Bogotá - Colombia

www.annardx.com

©2023 ANNAR Health Technologies. Todos los derechos reservados. Contenido exclusivo para uso de los profesionales de la salud, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular. Las marcas utilizadas en el presente contenido son marcas registradas a favor de su titular o propietario.